

ПРОКАЛЬЦИТОНИН количественно за 15 минут



RAMP® Procalcitonin - ВСЕГДА РЯДОМ!



кат. №: C1112
25 тестов в наборе

- ▶ Флуоресцентная детекция
- ▶ Определение в цельной крови
- ▶ Минимальная пробоподготовка
- ▶ Диапазон измерения 0,2 – 200 нг/мл
- ▶ Все необходимое для анализа в составе набора

Тесты предназначены для работы на анализаторах RAMP

RAMP Reader



- Производительность 4 теста в час
- Возможна работа от аккумулятора

RAMP 200



- Производительность до 24 тестов в час
- Модульная система

Регистрационное удостоверение: **РЗН 2019/8504 от 13.06.2019**

Для анализаторов RAMP доступны следующие наборы тестов: тропонин I, миоглобин, креатинкиназа MB, NT-proBNP, D-димер, прокальцитонин